

Инструкция по применению Квикс® алоэ

Для ежедневной гигиены носа и поддержания носовых физиологических функций

Нос является входными воротами дыхательных путей человека и защищает наши легкие. Слизистая оболочка носа, при условии ее целостности и при оптимальном увлажнении, очищает вдыхаемый воздух от пыли, увлажняет и нагревает его до температуры тела.

Тем не менее, загрязненный, холодный и/или сухой воздух (такой как в перегретых или регулируемых кондиционером комнатах, в автомобиле, поезде или самолете) часто вызывает сухость и раздражение слизистой оболочки носа, отрицательно влияя на его функции.

Квикс® алоэ является натуральным средством, оказывающим успокаивающее действие на чувствительную слизистую носа и помогающим сохранить ее естественную влагу для нормальной фильтрации и увлажнения воздуха. Все это способствует поддержанию здоровья дыхательной системы.

Что представляет собой и что содержит Квикс® алоэ

Квикс® алоэ – натуральный, изотонический назальный спрей, который содержит морскую воду из Атлантического Океана, богатую ценными минералами и микроэлементами, а также экстракт Алоэ вера.

Концентрация соли в Квикс® алоэ адаптирована к физиологическим уровням хлорида натрия в жидкостях человеческого тела и, вследствие этого, не повреждает слизистую носа.

Каждые 100 мл Квикс® алоэ содержат 28,6 мл воды из Атлантического Океана, 71,4 мл очищенной воды и 0,05 г экстракта Алоэ вера.

Для чего применяется Квикс® алоэ?

- Ежедневная гигиена и очищение носа
- В качестве вспомогательного средства для предотвращения назальных симптомов обычной простуды
- Увлажнение, снятие раздражения или воспаления слизистой оболочки носа
- Поддерживающая терапия при ринитах и синуситах
- Помощь маленьким детям, которые не могут самостоятельно высморкаться

Каков механизм действия Квикс® алоэ?

- Квикс® алоэ очищает нос:

Он размягчает скопившуюся слизь, облегчая процесс ее удаления. Квикс® алоэ смывает аллергены и патогенные микроорганизмы, уменьшая время их воздействия на слизистую оболочку носа.

- Квикс® алоэ увлажняет и успокаивает слизистую оболочку носа:

Вода из Атлантического Океана, которая содержится в Квикс алоэ, увлажняет слизистую

Квикс® алоэ также обладает следующими преимуществами:

- Содержит только натуральные компоненты
- Не содержит консервантов
- Не вызывает зависимости
- Безопасен при длительном применении

оболочку носа, поддерживая его физиологическую функцию фильтрации воздуха. Алоэ вера дополнительно усиливает увлажняющее действие морской воды и помогает успокоить и снять раздражение слизистой оболочки носа.

Таким образом, Квикс® алоэ поддерживает защитные функции носа и способствует здоровому состоянию слизистой оболочки носа.

Кому можно применять Квикс® алоэ?

Взрослым, детям и младенцам старше шести месяцев.

Квикс® алоэ также может быть использован во время беременности и в период грудного вскармливания.

Применение Квикс® алоэ

Как часто и в каком количестве применять Квикс алоэ?

Младенцы (с 6-месячного возраста) и дети до 6 лет:

По 1 впрыскиванию в каждый носовой ход до 4-х раз в день.

Дети от 6 лет и взрослые:

По 1-3 впрыскивания в каждый носовой ход несколько раз в день, по мере необходимости.

Как применять Квикс® алоэ?

Снимите колпачок. Перед первым применением, сделайте несколько пробных нажатий до появления мелкого аэрозольного распыления (Рис. 1). Теперь спрей готов к использованию:

Вставьте наконечник в носовой ход и нажмите на манжет распылителя с обеих сторон (Рис. 2). После каждого использования, наконечник следует очистить и закрыть защитным колпачком.

Наконечник флакона выпускает дозированную струю, которая равномерно распределяется по слизистой оболочке носа увлажняя и очищая ее.



Рис. 1



Рис. 2

Можно ли применять Квикс® алоэ длительное время?

Не существуют ограничения относительно продолжительности использования данного препарата. В случае возникновения вопросов, обратитесь к вашему фармацевту.

В каких случаях не следует применять Квикс® алоэ?

Не следует применять Квикс® алоэ, если вы страдаете повышенной чувствительностью (аллергией) к морской воде или к Алоэ вера.

Возможные побочные эффекты

На данный момент, не известен ни один побочный эффект.

Как следует хранить Квикс® алоэ

- Хранить при комнатной температуре.
- Хранить в недоступном для детей месте.

Описание упаковки

Квикс® алоэ поставляется в виде флаконов по 30 мл раствора. Каждый флакон производит около 220 распылений. Флакон снабжен встроенной в насос антибактериальной системой, которая предотвращает проникновение микроорганизмов внутрь на протяжении всего периода применения.

Не применяйте Квикс® алоэ после истечения срока годности, указанном на упаковке после символа *Символ песочные часы EN 980*.

Квикс® алоэ можно использовать в течение 6 месяцев после вскрытия флакона.

Производитель:
Фармастер
И.З. де Краффт
67150 Эрштейн
Франция

Дистрибьютор:
BERLIN-CHEMIE AG
(MENARINI GROUP)
Глиникер Вег 125
12489 Берлин
Германия

Знак CE

Последний раз пересмотрен 10/2011