

Инструкция по применению

КВИКС®

Нос можно назвать воротами и защитой дыхательных путей. Здоровый нос очищает вдыхаемый воздух от пыли, увлажняет и нагревает его до температуры тела, подготавливая к проникновению в легкие. Простуда, грипп и аллергии, сопровождаемые насморком, затрудняют выполнение данных функций. «КВИКС®» снимает заложенность носа и помогает восстановить его нормальную работу, а также улучшает носовое дыхание.

1. ЧТО ТАКОЕ «КВИКС®» И КАК ОН ДЕЙСТВУЕТ

В 100 мл спрея «КВИКС®» содержится 84,6 мл натуральной океанической воды и 15,4 мл очищенной воды. Раствор прозрачный, без цвета и запаха.

«КВИКС®» представляет собой назальный спрей, содержащий воду Атлантического океана в оптимальной концентрации (содержание соли 2,6%). Эта вода обладает уникальной комбинацией целебных минералов и микроэлементов.

«КВИКС®» оказывает естественную помощь заложенным носовым ходам и околоносовым пазухам, а также увлажняет слизистую оболочку носа, что особенно важно для поддержания здорового состояния дыхательной системы.

КАКИМ ОБРАЗОМ «КВИКС®» ОБЛЕГЧАЕТ НОСОВОЕ ДЫХАНИЕ

- Эффективно уменьшает отек носовых ходов и снимает заложенность носа
- Активно очищает носовые полости и околоносовые пазухи
- Увлажняет слизистую оболочку носа

Благодаря своим свойствам «КВИКС®» восстанавливает функции носа, и тем самым снижает риск осложнений (синусит, отит) и облегчает дыхание.

«КВИКС®» ОБЛАДАЕТ ТАКЖЕ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

- Содержит только натуральные компоненты
- Безопасен при длительном использовании
- Не вызывает привыкания
- Не содержит консервантов

2. КТО МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ «КВИКС®»

Взрослые, дети и младенцы в возрасте 6 месяцев и старше.

«КВИКС®» может применяться у беременных и кормящих женщин.

3. КАК ПРИМЕНЯТЬ «КВИКС®»

Всегда используйте «КВИКС®» в соответствии с данной инструкцией по применению. Если у вас возникли сомнения, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Дозировка:

Младенцы (от 6 месяцев и старше) и дети:

1-2 орошения носовых ходов 2-3 раза в день.

Взрослым: 1-3 орошения носовых ходов 2-3 раза в день.

Длительность применения не ограничена.

Пользование спреем:

Снимите колпачок. Подготовьте спрей к применению, несколько раз нажав на манжету наконечника (рис. 1). Вставьте наконечник в носовой ход и нажмите на манжету (рис. 2). Протрите наконечник салфеткой и оденьте колпачок.



Рис. 1



Рис. 2

Не используйте «КВИКС®» после истечения срока годности, указанного на упаковке после символа .

«КВИКС®» может быть использован в течение 6 месяцев с даты первого использования.

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Гиперчувствительность (аллергические реакции) к морской воде.

5. ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ

В начале применения возможно возникновение чувства жжения.

6. КАК ХРАНИТЬ «КВИКС®»

Храните в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте!

7. ОПИСАНИЕ УПАКОВКИ

Флакон спрея «КВИКС®» содержит 30 мл раствора. Флакон снабжен системой антибактериальной защиты, которая предотвращает загрязнение содержимого на протяжении всего периода использования.

Каждый флакон содержит около 220 доз.

QUIXX это медицинское устройство.

Производитель:
Фармастер
ПЗ де Крафт
67150 Эрстейн
Франция

Дистрибьютор:
БЕРЛИН-ХЕМИ АГ
(МЕНАРИНИ ГРУПП)
Глиникер Вег, 125
12489 Берлин
Германия

Дата последней проверки инструкции 01/2019